

Technical Sheet

Version 4: 2021-09-02

SE: Operationsmatta för pall och operationssalsgolv – Produktdatablad	
Leverantör:	Salubrious AB
Telefonnummer:	+46 31 730 58 00
Produktnamn:	AireRx Op Mat
Artikelnummer:	AR001
Användningsområde:	Tryckavlastande matta för operationspall
Material:	CA20: ej vattenabsorberande (<1 %), tål temperatur upp till 85 °C.
Mått:	730 x 380 x 14 mm, 450 x 350 x 14 mm
Kassering:	Efter användning hanteras förbrukad artikel i enlighet med sjukhusets destrueringsanvisningar.
 	Endast för engångsbruk.

ENG: Operation mat for footstool and operating room floor – Product Data Sheet	
Provider:	alphaLinX 360 AB
Phone number:	+46 703 22 66 93
Product name:	AireRx Op Mat
Article number:	AR001
Area of usage:	Pressure relieving operation mat for footstool
Material:	CA20: water absorption <1 %, recommended maximum operating temperature 85 °C.
Measures:	730 x 380 x 14 mm, 450 x 350 x 14 mm
Disposal:	After use, handled consumed article in accordance with the hospital instructions.
 	Do Not Reuse / Single Use Only

DE: Operationsmatte für OP- Böden und Fußbänke – Produkt Datenblatt	
Hersteller:	alphaLinX 360 AB
Telefonnummer:	+46 703 22 66 93
Produktname:	AireRx Op Mat
Artikelnummer:	AR001
Anwendung:	Druckentlastende Operations-Fußmatte für den Boden oder Fußbank.
Material:	CA20: Wasser Absorption <1 %, empfohlene maximal Umgebungstemperatur 85 °C.
Abmessungen:	730 x 380 x 14 mm, 450 x 350 x 14 mm
Entsorgung:	Nach Gebrauch, bitte entsprechend den geltenden Krankenhausvorschriften entsorgen.
 	Nicht wiederverwendbar / NUR zum einmaligen Gebrauch!

FI: Leikkaussalin lattialla ja korokejakkaralla käytettävä matto - tuoteseloste	
Toimittaja:	Salubrious AB
Puhelin:	+46 31 730 58 00
Tuotenimi:	AireRx Op Mat
Tuotenumero:	AR001
Käyttötarkoitus:	Jakkaralle sijoitettava matto jalkoihin kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi
Valmistusmateriaali:	CA20: veden imeytyminen <1 %, korkein suositeltu käyttölämpötila 85 °C.
Mitat:	730 x 380 x 14 mm, 450 x 350 x 14 mm
Häivytysmenetelmät:	Käytetty tuote käsitellään käytön jälkeen sairaalan antamien ohjeiden mukaisesti.
 	Kertakäyttötuote

DK: Operationsmätte til gulv og skammel - Produktdatablad	
Leverandør:	Salubrious AB
Telefonnummer:	+46 31 730 58 00
Produktnavn:	AireRx Op Mat
Artikelnummer:	AR001
Anvendelsesområde:	Aflastningsmätte til gulv og skammel
Materiale:	CA20: ikke vandabsorberende (<1 %), tåler temperatur optil 85 °C.
Mål:	730 x 380 x 14 mm, 450 x 350 x 14 mm
Bortskaffelse :	Efter brug bortskaffes engangs artiklen iht sygehusets destruktionsanvisninger.
 	Kun til engangs brug

참조: 팔레트 용 매트 운영 및 극장 바닥 운영 – 제품 데이터 시트	
공급 업체:	스벤스카 좋은 의료 AB
전화 번호:	+46 31 730 58 00
제품 이름:	에어Rx Op Mat
부품 번호:	AR001, AR002, AR003
응용 프로그램:	대면 작동용 압력 완화 매트
재료:	EV50 : 비 수분 흡수성 (<1 %), 65 °C까지 온도를 견딜 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. http://www.zotefoams.com/wp-content/uploads/2015/12/EV50-Dec-2015.pdf
치수:	730 x 380 x 14 mm, 450 x 350 x 14 mm
폐기:	사용 후, 사용된 물품은 병원의 파괴 지침에 따라 처리됩니다.
 	일회용만 사용할 수 있습니다.